



Produit	28245.367
Description du produit	Sodium hydroxyde, en pastilles
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 98 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
N total (Azote)	≤ 5 ppm
CO <sub>3</sub> (en Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	≤ 1.0 %
Cl (Chlorure)	≤ 0.02 %
PO <sub>4</sub> (Phosphate)	≤ 20 ppm
SiO <sub>4</sub> (en SiO <sub>2</sub> )	≤ 100 ppm
SO <sub>4</sub> (Sulfate)	≤ 50 ppm
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 %
Pb (Plomb)	≤ 5 ppm

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Anja Vanhalle, Head of Laboratory - Haasrode  
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001  
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.