



Produit	20320.295
Description du produit	Acide formique 98%
Grade / qualité	GPR RECTAPUR

Numéro CAS	64-18-6
Formule moléculaire	HCO ₂ H
Masse moléculaire	46.03

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 98 %
Indice de réfraction (20°C)	1.370 - 1.372
Acide acétique	≤ 0.2 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 100 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 20 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.